

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа»



Г.М. Цветков

2003 г.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД

**МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРАЗИНА В ПРОБАХ
ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ**

ПНД Ф 14.1:2:4.191-03


**Методика допущена для целей государственного экологического
контроля**

**МОСКВА
2003 г.**

Право тиражирования и реализации принадлежит разработчику.

Методика рассмотрена и одобрена ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» и начальником отдела сертификации, метрологии и стандартизации Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Зам. директора ФГУ «ЦЭКА» –
главный метролог



К.И. Машкович

Разработчик:

Аналитический центр контроля «РОСА»
Адрес: 119797, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7
Телефон: (095) 439-52-13
Факс: (095) 435-13-00

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий нормативный документ устанавливает газохроматографическую методику количественного химического анализа проб питьевых, природных и сточных вод для определения в них содержания гидразина в диапазоне концентраций от 0,005 до 0,20 мг/дм³. При концентрациях выше 0,20 мг/дм³ определение гидразина возможно при разбавлении экстракта, но не более чем в 100 раз.

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с погрешностями, не превышающими значений, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики погрешности измерений

Диапазон анализируемых содержаний, мг/дм ³	Наименование метрологической характеристики		
	Характеристика погрешности, δ , % (P=0,95)	Характеристика случайной составляющей погрешности, $\sigma(\delta)$, % (P=0,95)	Характеристика систематической составляющей погрешности, δ_c , % (P=0,95)
от 0,005 до 0,05 вкл.	40	20	8
св. 0,05 до 0,2 вкл.	32	16	6

2 ПРИНЦИП МЕТОДА

Метод измерения концентрации гидразина основан на взаимодействии гидразина с бензальдегидом с образованием бензалазина, экстракции полученного продукта реакции гексаном, концентрирования экстракта на ротационном испарителе и газохроматографическом определении бензалазина с ис-

пользованием пламенно-ионизационного детектора и капиллярной колонки. Дополнительные сведения и блок-схема анализа представлены в Приложениях 1 и 2.

3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

3.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование

- Хроматограф газовый в следующей комплектации:
- Детектор пламенно-ионизационный (ПИД), чувствительностью не менее $1 \cdot 10^{-8}$ н/с (по углероду), с термостатом, обеспечивающим термостатирование при температурах 270–300 °С.
- Инжектор с делителем потока газа-носителя или без делителя потока газа-носителя (splitless) с термостатом, обеспечивающим термостатирование при температуре 200–250 °С.
- Термостат, позволяющий проводить программирование в диапазоне температур от 90° до 250°С со скоростью подъема температуры 6 °С/мин и 30 °С/мин.
- Колонка хроматографическая капиллярная кварцевая с фазой 5 %, фенял метил силиконом (или 100 % диметилполисилоксан) с длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм, толщиной пленки 0,25 мкм, например, HP-5, DB-5 (или DB-1).
- Весы лабораторные например ВЛР-200 по ГОСТ 24104.
- Колбы мерные вместимостью 50 и 100 см³ по ГОСТ 1770, класс точности 2.
- Мерзурки вместимостью 100 см³ по ГОСТ 1770, класс точности 2.
- Пипетки градуированные вместимостью 1, 5 и 10 см³ по ГОСТ 29227, класс точности 2.
- Пробирки (исполнения 1) вместимостью 10 см³ с ценой деления 0,1 см³ по ГОСТ 1770, класс точности 2.
- Бидистиллятор стеклянный по ТУ 25-11.1592-81 или установка для получения деионизированной воды 2 степени чистоты по ИСО 3696.
- Воронки делительные ВД 3-500-29/32 и ВД-3-1000-29/32 по ГОСТ 25336.

- Воронки для фильтрования В-75-110 ХС по ГОСТ 25336.
- Колбы грушевидные со шлифом, вместимостью 100 см³ по ГОСТ 25336.
- Колбы конические вместимостью 100 см³ по ГОСТ 25336.
- Система регистрации хроматографических данных (интегратор или компьютер с программным обеспечением).
- Принтер лазерный или струйный любой марки.
- Ротационный испаритель типа Rotavapor 114 фирмы ВУСНП, Германия или любой другой, позволяющий регулировать температуру водяной бани в пределах от 30 до 100 °С и скорость вращения колбы для упаривания, снабженный водоструйным насосом для создания умеренного вакуума.
- Установка для перегонки органических растворителей (гексана), состоящая из круглодонной колбы вместимостью 1 дм³, дефлегматора длиной 30 см и диаметром 2 см, приемной колбы вместимостью 250 см³, алонжа и водяной бани или колбонагревателя с температурой нагрева от 40 до 100 °С, снабженных регулятором температуры.
- Флаконы герметично закрывающиеся с завинчивающимися крышками вместимостью 2 см³, снабженные прокладками с тефлоновым покрытием.
- Холодильник бытовой, обеспечивающий температуру 2–5 °С.
- Шкаф сушильный типа СНОЛ (Россия) по ТУ 16-681.032.

Допускается использование других средств измерения и вспомогательного оборудования, метрологические и технические характеристики которых не хуже, чем у вышеуказанных.

3.2 Материалы и реактивы

- Бумага индикаторная универсальная ПНД 50-975 (Хемапол, Прага, Чехия).
- Водород сжатый по ГОСТ 3022.
- Воздух сжатый по ТУ 6-21.
- Гелий сжатый по ТУ 51-940.
- Бензальдегид "для синтеза" фирмы Мерк.

- Бидистиллированная или дистиллированная по ГОСТ 6709 или деионизированная вода по ИСО 3696 (2 степени чистоты).
- Гексан ч. по ТУ 6-09-3375, очищенный (см. п. 8.4.2).
- Гидразин солянокислый (гидразин гидрохлорид), ч.д.в. по ГОСТ 22159.
- Кислота серная концентрированная, ч. по ГОСТ 4204.
- Кислота хлороводородная (кислота соляная), стандарт-титр 3,1 моль/дм³ по ТУ 6-09-2540.
- Кислота хлороводородная (кислота соляная) концентрированная, х.ч. по ГОСТ 3118.
- Метанол, х.ч. по ГОСТ 6995.
- Натрий серноватистокислый (натрий тиосульфат) стандарт-титр 3,1 моль/дм³, по ТУ 2642-001-07500602.
- Натрий сернокислый (натрий сульфат) безводный, х.ч. по ГОСТ 4166, очищенный (см п. 8.4.1).
- Натрий хлористый (натрий хлорид), х.ч. по ГОСТ 4233.

Допускается использование других реактивов при условии, что их квалификация не хуже, чем у вышеуказанных.

4 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019.

4.3 Организация обучения работающих безопасности труда проводится по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц, имеющих квалификацию инженера или техника-химика, владеющих методом

хроматографического анализа, знающих конструкцию, принцип действия и правила эксплуатации данного оборудования.

К выполнению работ по пробоподготовке допускают лиц, имеющих квалификацию техника-химика, обученных методике подготовки пробы для хроматографического анализа.

6 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

температура воздуха	$(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$,
относительная влажность воздуха	не более 80 % при $t = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$,
частота переменного тока	$(50 \pm 1) \text{ Гц}$,
напряжение в сети	$(220 \pm 22) \text{ В}$.

7 ОТБОР ПРОБ ВОДЫ

7.1 Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб" и ГОСТ Р 51953-2000 "Отбор проб. Питьевая вода".

7.2 Отбор проб воды осуществляют в стеклянные флаконы с притертой пробкой или с пластиковой крышкой, флакон заполняют пробой воды до пробки. Объем отбираемой пробы должен быть не менее $0,1 \text{ дм}^3$. Если в пробе присутствуют остатки хлора, пробу консервируют на месте отбора тиосульфатом натрия из расчета 80 мг на каждый литр пробы воды. Пробу анализируют в течение суток с момента отбора, если такой возможности нет, то пробу хранят в холодильнике при температуре $2-5 \text{ } ^\circ\text{C}$ не более 3-х суток, добавив $0,5 \text{ см}^3$ концентрированной хлороводородной кислоты к 100 см^3 пробы воды.

7.3 При отборе проб составляется сопроводительный документ по утвержденной форме, в котором указывается:

- место, время и дата отбора;
- цель анализа, определяемые вещества;
- шифр пробы;
- должность, фамилия отбирающего пробу.

8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка аппаратуры

Газовый хроматограф готовят к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и выводят на режим при следующих условиях:

Для колонок HP-5 или DB-5:

Температура детектора	270 °С
Температура инжектора	220 °С
Температура термостата колонок	
начальная	90 °С
конечная	180 °С
Скорость подъема температуры	6 °/мин
Расходы газов	
газа носителя	2 см ³ /мин
водорода	30 см ³ /мин
воздуха	400 см ³ /мин
Коэффициент динамического деления	
потока в инжектор	4:1
Скорость потока поддувочного газа	33 см ³ /мин
Объем хроматографируемой пробы	0,002 см ³

Для колонки DB-1

Температура детектора	300 °С
Температура инжектора	220 °С
Температура термостата колонок	
начальная	110 °С
конечная	250 °С
Линейное программирование температуры	
скорость нагрева	6 °/мин до 180 °С
изотермический режим при	180 °С 11 мин
скорость нагрева	30 °/мин до 250 °С

Расход гелия (газ-носитель)	1-2 см ³ /мин
азота (смешиваемый газ)	15-30 см ³ /мин
Объем хроматографируемой пробы	0,002 см ³

8.2 Подготовка хроматографической колонки

Капиллярную колонку кондиционируют при температуре 250 °С в течение 24 часов в токе газа-носителя, предварительно отсоединив от детектора. После кондиционирования колонку охлаждают, подсоединяют к детектору и выводят хроматограф на рабочий режим.

8.3 Приготовление растворов

8.3.1 Приготовление градуировочных растворов гидразина

Основной градуировочный раствор с концентрацией по гидразину 200 мг/дм³ готовят следующим образом. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают навеску 65 мг гидразина солянокислого (что соответствует 20 мг гидразина) и добавляют дистиллированную воду до метки.

Основной раствор гидразина можно хранить в герметично закрытой посуде в холодильнике при температуре 2–5 °С в течение 3-х дней.

Перед использованием основной раствор выдерживают при комнатной температуре не менее 20 минут.

Промежуточный градуировочный раствор гидразина с концентрацией 1 мг/дм³ готовят непосредственно перед использованием из основного путем разбавления в 200 раз. Для этого в мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 0,5 см³ основного раствора гидразина и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.

Градуировочные растворы гидразина с концентрациями 0,005–0,01–0,02–0,05–0,2 мг/дм³ готовят из промежуточного раствора непосредственно перед проведением измерений. Для этого в мерные колбы вместимостью 50 см³ помещают последовательно 0,25–0,5–1,0–2,5–10 см³ промежуточного раствора и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.

8.3.2 Приготовление 3 об. % раствора бензальдегида в метаноле

В мерную колбу вместимостью 500 см³ помещают 15 см³ бензальдегида и доводят объем раствора до метки метанолом. Полученный раствор стабилен при хранении в холодильнике при 2–5 °С в течение 1 недели.

8.3.3 Приготовление раствора хлороводородной кислоты с концентрацией 1 моль/дм³

Стандарт-титр 0,1 моль/дм³ хлороводородной кислоты помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора при комнатной температуре 6 мес.

8.4 Подготовка реактивов

8.4.1 Очистка натрия сернокислого

Натрий сернокислый трижды промывают гексаном, отдувают гексан током воздуха и сушат в сушильном шкафу при температуре 105–120 °С в течение 6 час.

8.4.2 Очистка гексана

Гексан перегоняют с помощью установки (см. п 3.1), отбрасывая первую и последнюю порцию отгона. Проверку чистоты гексана осуществляют с помощью хроматографа. Для этого в коническую колбу вместимостью 100 см³ помещают 50 см³ гексана и упаривают до объема ~ 3 см³ на песчаной бане при температуре 65 °С в токе воздуха или азота. Остаток экстракта переносят в мерную пробирку вместимостью 10 см³ и упаривают до конечного объема 1 см³. Полученный экстракт анализируют в условиях хроматографирования пробы. Гексан считают пригодным при отсутствии на хроматограмме пиков, мешающих определению.

8.5 Установление градуировочной характеристики

Градуировку хроматографа проводят в условиях выполнения измерений. Для этого 50 см³ градуировочного раствора помещают в делительную воронку и добавляют 50 см³ 3 % раствора бензальдегида в метаноле. Воронку встряхивают в течение 20 минут. Сразу после этого к раствору в делительной воронке добавляют 50 см³ гексана и 10 г хлористого натрия и встряхивают в течение 15 минут. Содержимому дают отстояться для разделения слоев, отделяют гексановый экстракт, пропускают его через воронку с безводным сернокислым натрием, сернокислый натрий промывают 5 см³ гексана, смыв добавляют в экстракт. Затем экстракт переливают в грушевидную колбу вместимостью 100 см³ и упаривают на ротационном испарителе при температуре водяной бани 50–60 °С до объема 0,5–1 см³. После этого экстракт количественно переносят в мерную пробирку вместимостью 10 см³ и доводят объем до 1 см³. Затем экстракт помещают в герметично укупоривающийся флакон вместимостью 2 см³. *Процедуру получения экстракта повторяют для каждого из градуировочных растворов.*

Полученный экстракт хроматографируют в тот же день. Если такой возможности нет, экстракт хранят в холодильнике при температуре 2–5 °С не более одной недели. Перед измерением экстракт тщательно перемешивают. Экстракты, хранившиеся в холодильнике, перед анализом выдерживают при комнатной температуре в течение 20 минут.

В инжектор хроматографа вводят последовательно по 0,002 см³ каждого экстракта при условиях, указанных в п. 8.1. Каждый раствор хроматографируют трижды, рассчитывая среднее значение площади пика бензалазина на хроматограмме.

Процедуру градуировки повторяют для каждого из 5 градуировочных растворов. Затем строят линейный градуировочный график (используя метод наименьших квадратов), откладывая по оси абсцисс (x) концентрацию гидразина (C) в градуировочном растворе, а по оси ординат (y) усредненные площади пиков бензалазина. Получают градуировочный график, описываемый уравнением $y = Ax$, где A — относительный градуировочный коэффициент, который используют при вычислении результатов.

Установление градуировочных характеристик проводят не реже одного раза в 3 месяца и при каждой смене реактивов или после ремонта оборудования.

Проверку стабильности градуировочных характеристик проводят через каждые 10 проб (но не реже одного раза в неделю) по результатам анализа одного из градуировочных растворов. Градуировочную характеристику считают стабильной в случае, если измеренное значение концентрации не отличается от аттестованного значения более чем на 33 % для диапазона концентраций от 0,005 до 0,05 мг/дм³ и 26 % для диапазона концентраций свыше 0,05 до 0,2 мг/дм³, а время удерживания бензалазина в градуировочном растворе отклоняется от установленного при градуировке времени удерживания не более, чем на 0,2 мин.

9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Подготовка пробы

Отмеряют мензуркой 50 см³ пробы воды и доводят рН до 2–4, добавляя по каплям раствор 1 моль/дм³ хлороводородной кислоты (для определения рН используют индикаторную бумагу). Затем пробу воды помещают в делительную воронку и добавляют 50 см³ 3 % раствора бензальдегида в метаноле. Воронку встряхивают в течение 20 минут. Сразу после этого к раствору в делительной воронке добавляют 50 см³ гексана и 10 г хлористого натрия и встряхивают в течение 15 минут. Содержимому дают отстояться для разделения слоев, отделяют гексановый экстракт, пропускают его через воронку с безводным серноокислым натрием. Серноокислый натрий промывают 5 см³ гексана, смыв добавляют в экстракт.

Затем экстракт переливают в грушевидную колбу и упаривают на ротационном испарителе при температуре 50–60 °С до объема 0,5–1 см³. После этого экстракт количественно переносят в мерную пробирку, вместимостью 10 см³ и доводят объем гексаном до 1 см³. Затем экстракт помещают в герметично закупоривающийся флакон вместимостью 2 см³.

9.2 Выполнение измерений

Полученный экстракт хроматографируют в тот же день. Если такой возможности нет, экстракт хранят в холодильнике при температуре 2—5 °С не более 3-х суток. Перед измерением экстракт тщательно перемешивают. Экстракты, хранившиеся в холодильнике, перед анализом необходимо выдерживать при комнатной температуре в течение 20 минут.

В инжектор хроматографа вводят 0,002 см³ экстракта при условиях, указанных в п. 8.1.

В случае, когда концентрация гидразина в пробе выше 0,2 мг/дм³, экстракт разбавляют гексаном и проводят измерение концентрации повторно. При вычислении результатов измерений учитывают степень разбавления.

Бензалазин идентифицируют по абсолютному времени удерживания. Пример хроматограммы экстракта пробы сточной воды с добавкой гидразина представлен в Приложении 3.

Для каждой серии проб воды проводят анализ "холостой пробы". Для этого 50 см³ дистиллированной воды подвергают процедуре подготовки пробы по п. 9.1 и выполняют измерения по п. 9.2. На хроматограмме должны отсутствовать пики со временем удерживания бензалазина.

10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Обработку результатов измерений концентраций гидразина выполняют с помощью интегратора или компьютера или рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{S_x \cdot V_s}{A \cdot V_a} \quad \text{мг/дм}^3,$$

где X - содержание гидразина в пробе, мг/дм³;

S_x - площадь пика бензалазина в анализируемом экстракте, мВ*с;

V_s - объем анализируемого экстракта, см³;

A - относительный градуировочный коэффициент;

V_a - объем анализируемой пробы воды, см³.

Пересчет результатов анализов из гидразина на гидразин-гидрат осуще-

ствляют по формуле:

$$X_{гг} = 1,56 * X \text{ мг/дм}^3,$$

где 1,56 — коэффициент пересчета, определенный из химической формулы молекулы гидразина.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Результаты количественного анализа в протоколе представляют в виде:

$$X \pm \Delta, \text{ мг/дм}^3, P = 0,95$$

где $\Delta = \delta * 0,01 * X,$

δ - значение характеристики погрешности (табл.1).

11.2 Результаты измерений при занесении в протокол анализа округляют с точностью до:

при концентрации от 0,005 до 0,01 мг/дм ³	0,0001 мг/дм ³ ;
при концентрации от 0,01 до 0,2 мг/дм ³	0,001 мг/дм ³ ;
при концентрации свыше 0,2 мг/дм ³	0,01 мг/дм ³ .

12 КОНТРОЛЬ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДИКИ КХА

12.1 Оперативный контроль воспроизводимости

Оперативный контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб. Объем отобранной для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике. Отобранную пробу делят на две равные части и анализируют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведения анализа. Для этого либо выполняют повторный анализ пробы через определенный промежуток времени (как правило, интервал времени между получением первичного и повторного результатов пробы составляет 1—3 дня), либо анализ пробы выполняют разные аналитики, используя при этом разные средства измерения, наборы мерной посуды и разные партии реактивов. Два результата анализа не должны отличаться друг от друга более, чем на величину допустимых расхождений между результатами анализа:

$$|X_1 - X_2| \leq D,$$

где: X_1 - результат анализа рабочей пробы;

X_2 - результат анализа этой же пробы в других условиях;

D - допускаемые расхождения между результатами анализа одной и той же пробы.

$$D = 0,01 * D_{\text{отн}} * X,$$

где X - среднее арифметическое результатов анализа X_1 и X_2 .

Значения $D_{\text{отн}}$ приведены в табл. 2.

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

12.2 Оперативный контроль погрешности с использованием образцов для контроля

Образцами для проведения оперативного контроля погрешности являются аттестованные растворы (АР) гидразина. Значения концентраций АР должны соответствовать диапазону измеряемых концентраций. Образцы для контроля анализируют в точном соответствии с прописью методики. Полученные результаты содержания массовой концентрации гидразина в образцах для контроля (X) должны отличаться от приписанной массовой концентрации (C) в этих образцах не более, чем на величину норматива оперативного контроля K , т.е. $|X - C| \leq K$. Перевод значений K из относительных единиц (%) в абсолютные ($\text{мг}/\text{дм}^3$) осуществляют по формуле:

$$K = 0,01 * K_{\text{отн}} * X.$$

Значения $K_{\text{отн}}$ приведены в таблице 2.

Оперативный контроль погрешности проводят в соответствии с планом статистического контроля точности, а также обязательно при смене партий любого реактива или ремонте прибора.

При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперемент повторяют. При повторном превышении указанного норматива К выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

12.3. Оперативный контроль погрешности с использованием метода добавок

Образцами для контроля являются реальные пробы воды, отобранные в традиционных точках контроля состава вод. Объем отобранной для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике. Отобранный объем делят на две равные части, первую из которых анализируют в соответствии с методикой и получают результат анализа исходной рабочей пробы X_1 , а во вторую часть делают добавку анализируемого компонента (С) и анализируют в соответствии с методикой, получая результат анализа рабочей пробы с добавкой X_2 . Результаты анализа исходной рабочей пробы X_1 и рабочей пробы с добавкой X_2 получают по возможности в одинаковых условиях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одних и тех же реактивов и т.д.

Решение об удовлетворительной погрешности принимают при выполнении условия:

$$|X_2 - X_1 - C| \leq K,$$

где X_1 - результат анализа рабочей пробы;

X_2 - результат анализа рабочей пробы с добавкой анализируемого компонента;

С - величина добавки анализируемого компонента;

К - норматив оперативного контроля погрешности.

Значения К рассчитывают по формуле:

$$K = 0,84 * \sqrt{(\Delta_{x1})^2 + (\Delta_{x2})^2}$$

где Δ_{X1} - характеристика погрешности измерения концентрации в рабочей пробе (мг/дм³);

Δ_{X2} - характеристика погрешности измерения концентрации в рабочей пробе с добавкой (мг/дм³).

Значение Δ_{X1} и Δ_{X2} в мг/дм³ находят по формулам:

$$\Delta_{X1} = 0,01 * \delta * X_1; \Delta_{X2} = 0,01 * \delta * X_2, \text{ где}$$

X_1 и X_2 содержание элемента в исходной пробе и в пробе с добавкой соответственно;

δ - характеристика погрешности, % (см. табл. 1).

При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива K выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Таблица 2

Значения нормативов оперативного контроля


Диапазон анализируемых содержаний, мг/дм ³	Норматив оперативного контроля производительности $D_{опт}$, % ($P=0,95$)	Норматив оперативного контроля погрешности, $K_{опт}$ % ($P=0,90$)	Норматив внешнего оперативного контроля погрешности, $K_{опт. внеш.}$ % ($P=0,95$)
от 0,005 до 0,05 вкл.	55	34	40
св. 0,05 до 0,2 вкл.	44	27	32

Дополнительные сведения

Гидразин (N₂H₄) — бесцветная дымящая на воздухе жидкость (Т. кип. 113,5 °С) с неприятным запахом. Гидразин смешивается с водой в любых соотношениях, плохо растворим в неполярных растворителях.

Гидразин используется в производстве пластмасс, инсектицидов, красителей, взрывчатых веществ. Кроме того, это соединение является одним из компонентов ракетного топлива. Гидразин также применяется в качестве ингибитора коррозии паровых котлов.


Гидразин (I) взаимодействует с бензальдегидом (II) с образованием *бензалазина* (III) по реакции:



Для проведения реакции используют раствор, *содержащий* избыточное количество бензальдегида, который при нагревании на воздухе легко окисляется, превращаясь в бензойную кислоту, выпадающую в осадок при упаривании. *Упаривание экстракта с помощью ротационного испарителя позволяет избежать образование бензойной кислоты.*


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Блок-схема анализа гидразина



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример хроматограммы определения гидразина в сточной воде



Хроматограмма гексанового экстракта пробы сточной воды с добавкой гидразина: бензалазин – продукт взаимодействия гидразина с бензальдегидом.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ**

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

THE URALS SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF METROLOGY-STATE SCIENTIFIC METROLOGICAL CENTRE

620119, Екатеринбург,
ГСП-424,
ул. Красноармейская, 4

Факс: (3432) 55-20-39
Телефон: (3432) 55-26-18
E-mail: DOBROVA@tamis.ru

4, Krasnoarmeyskaya st.,
Ekaterinburg,
620119 RUSSIA

Факс: (3432) 55-20-39
Phone: (3432) 55-26-18
E-mail: DOBROVA@tamis.spflk.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 01.14.230 / 2000

CERTIFICATE

об аттестации методики выполнения измерений

Методика выполнения измерений массовой концентрации гидразина в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом.

разработанная ЗАО «РОСА» (г. Москва).

аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики выполнения измерений.

В результате аттестации установлено, что методика обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

1 Диапазон измерений, значения характеристики относительной погрешности и ее составляющих при доверительной вероятности $P=0.95$

Диапазон измерений, мг/дм ³	Характеристика погрешности (границы, в которых находится погрешность), $\pm\delta$, %	Характеристика случайной составляющей погрешности (среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности), $\sigma(\delta)$, %	Характеристика систематической составляющей погрешности (границы, в которых находится систематическая составляющая погрешности), $\pm\delta_{\text{с}}$, %
От 0.005 до 0.05 вкл	40	20	8
С в. 0.05 до 0.2 вкл.	32	16	6

2 Значения нормативов контроля

2.1 Значения норматива оперативного контроля случайной составляющей относительной погрешности (воспроизводимости) при доверительной вероятности $P=0.95$

Диапазон измерений, мг/дм ³	Норматив оперативного контроля воспроизводимости, $D_{\text{оп}}$, % (для двух результатов измерений, $n=2$)
От 0.005 до 0.05 вкл	55
С в. 0.05 до 0.2 вкл.	44

2.2 Значения норматива оперативного контроля относительной погрешности при проведении контроля с применением образцов

Диапазон измерений, мг/дм ³	Норматив оперативного контроля погрешности $K_{\text{оп}}$, % (для доверительной вероятности $P=0.95$)	Норматив оперативного контроля погрешности $K_{\text{оп}}$, % (для доверительной вероятности $P=0.90$)
От 0.005 до 0.05 вкл	40	34
С в. 0.05 до 0.2 вкл.	32	27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

ФГУП «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

620219, Екатеринбург,
ГСП-834,
ул. Красноармейская, 4

Факс: (3432) 502-039
Телефон: (3432) 502-618
E-mail: metro@urim.ru

«THE URALS RESEARCH INSTITUTE
FOR METROLOGY»
STATE SCIENTIFIC
METROLOGICAL CENTER

4, Krasnoarmeyskaya Str.,
620219, GSP-834, Ekaterinburg,
Russia

Fax: (3432) 502-039
Phone: (3432) 502-618
E-mail: metro@urim.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 224.01.03.160 / 2004

CERTIFICATE

об аттестации методики выполнения измерений

Методика выполнения измерений массовой концентрацией свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом.

разработана Аналитическим Центром контроля качества воды ЗАО «РОСА» (г. Москва).

аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

Аттестация осуществлялась по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики выполнения измерений.

В результате аттестации установлено, что методика соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

1 Диапазон измерений, значения показателей точности, правильности, повторяемости и воспроизводимости

Диапазон измерений, мг/дм ³	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σ_p , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σ_w , %	Показатель правильности (график относительной систематической погрешности при вероятности $P=0.95$), $\pm \delta_a$, %	Показатель точности (график относительной погрешности при вероятности $P=0.95$), $\pm \delta$, %
от 0.005 до 0.05 вкл.	11	15	8	30
св. 0.05 до 0.2 вкл.	9	12	7	25

2 Диапазон измерений, значения пределов воспроизводимости при доверительной вероятности $P=0.95$

Диапазон измерений, мг/дм ³	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), R, %
от 0.005 до 0.05 вкл.	42
св. 0.05 до 0.2 вкл.	34

3 При реализации методики в лаборатории обеспечиваются:

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки потребности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутривлабораторной правильности, погрешности)

Алгоритм контроля исполнителем процедуры выполнения измерений приведен в документе на методику выполнения измерений.

Процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируются во внутренних документах лаборатории.

4 Дата выдачи свидетельства

Зам. директора по метрологии



И.Е.Добровольский

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

ПНД Ф 14.1:2:4.191-03 «Методика выполнения измерений массовой концентрации гидразина в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом»

(Внесены согласно протокола № 6 заседания НТК ФГУ «ФЦАМ МПР России от 20.07.2004 г.)

Свидетельство № 224.01.03.160/2004

1. В разделе 1 "Характеристики погрешности измерений" изменить содержание таблицы 1, используя следующие данные:

Таблица 1

Значения показателей повторяемости, воспроизводимости, правильности и точности

Диапазон измерений, мг/дм ³	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σ_r , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ_w , %	Показатель правильности (границы относительной систематической погрешности при вероятности $P=0,95$), $\pm \delta_s$, %	Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности $P=0,95$), $\pm \delta$, %
от 0,005 до 0,05 вкл.	11	15	8	30
св. 0,05 до 0,2 вкл.	9	12	7	25

2. Раздел 12 «Контроль погрешности методики КХА» заменить на раздел «Оценка приемлемости результатов измерений»:

12. ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

12.1. При необходимости проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (сходимости) осуществляют в соответствии с требованиями раздела 5.2. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Расхождение между результатами измерений не должно превышать предела повторяемости (g). Значения g приведены в таблице 2.

12.2. При необходимости проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости проводят с учетом требований раздела 5.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Расхождение между результатами измерений, полученными двумя лабораториями не должно превышать предела воспроизводимости (R). Значения R приведены в таблице 2.

Таблица 2

Пределы повторяемости и воспроизводимости результатов измерений

Диапазон измерений, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допустимого расхождения между двумя параллельными результатами измерений), r, %	Предел воспроизводимости (относительное значение допустимого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), R, %
от 0,005 до 0,05 вкл.	31	42
св. 0,05 до 0,2 вкл.	25	34

3. Добавить раздел 13 «Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории»:

13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

13.1. Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности погрешности и среднеквадратического отклонения повторяемости и промежуточной прецизионности).

13.2. Контроль процедуры выполнения измерений с использованием образцов для контроля:

Анализируют образец для контроля, приготовленный с использованием ГСО или вещества гарантированной чистоты. Результат контрольной процедуры K_x рассчитывают по формуле:

$$K_x = X - C,$$

где X – результат анализа;

C – аттестованное значение гидразина в образце для контроля.

Для оценки качества процедуры выполнения анализа рассчитывают норматив контроля K по формуле:

$$K = \Delta_n,$$

где $\pm \Delta_n$ - характеристика погрешности результатов анализа, соответствующая аттестованному значению ОК.

Примечание: На первом этапе допускается считать $\Delta_n = 0,84 \Delta$, где Δ – показатель точности МВИ.

Если результат контрольной процедуры удовлетворяет условию:

$$|K_n| \leq |K|,$$

процедуру анализа признают удовлетворительной. Претензии к качеству процесса измерений не предъявляют.

При невыполнении условия контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к не-удовлетворительным результатам, и устраняют их.

13.3. Процедуру контроля стабильности показателей качества результатов анализа (повторяемости, внутрिलाбораторной прецизионности и погрешности) проводят в соответствии с порядком, установленным в лаборатории.

2.3 Значения норматива оперативного контроля погрешности (точности) при проведении контроля методом добавок

Норматив оперативного контроля погрешности (допускаемое значение разности между результатом контрольного измерения пробы с добавкой - X' , пробы - X и величиной добавки - C) рассчитывают по формулам:

- при проведении внутрилабораторного контроля ($P = 0.90$)

$$K_2 = 0.84 \sqrt{(\Delta_{X'})^2 + (\Delta_X)^2}, \text{ мг/дм}^3;$$

- при проведении внешнего контроля ($P = 0.95$)

$$K_2 = \sqrt{(\Delta_{X'})^2 + (\Delta_X)^2}, \text{ мг/дм}^3,$$

где $\Delta_X, \Delta_{X'}$ (мг/дм³) - значения характеристики погрешности (без учета знака), соответствующие массовой концентрации гидразина в пробе, пробе с добавкой, соответственно.

$\Delta_X = 0.01 \delta_X X$ (X - массовая концентрация гидразина в пробе);


$\Delta_{X'} = 0.01 \delta_{X'} X'$ (X' - массовая концентрация гидразина в пробе с добавкой).

Значения $\delta_X, (\delta_{X'})$ приведены в разделе 1.

3 Дата выдачи свидетельства 02.11.2000 г.

Срок действия до 02.11. 2005 г.

Зам. директора по научной работе



И.Е.Добровинский