

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ  
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

**Выпуск XXII**

**Часть II**

**Москва - 1988**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ  
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

**Выпуск XXII**

**Часть II**

**Москва - 1988**

### Аннотация.

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для работников санитарно-эпидемиологических станций и санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения СССР и других заинтересованных министерств и ведомств.

Методические указания разработаны и утверждены с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны к их предельно допустимым концентрациям (ПДК) - санитарно-гигиеническим нормативам, утверждаемым Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедренных санитарно-гигиенических мероприятий, установления необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих.

Включенные в данный выпуск Методические указания подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентрации вредных веществ" и одобрены Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии". Методические указания являются обязательными при осуществлении вышеуказанного контроля.

Редакционная коллегия: Е.К.Прохорова, Л.А.Гребенникова,  
З.В.Зайцева, А.Г.Осипова, Г.А.Дьякова,  
Р.И.Маведонская, В.Г.Овечкин

Методические указания разрешается размножить в необходимом количестве экземпляров.


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного  
государственного санитарного  
врача СССР



### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ЭПИХЛОРИДРИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



М.м. 92,5

Эпихлоридрин (3-хлор-1,2-эпоксипропан) - прозрачная бесцветная жидкость с раздражающим специфическим запахом, т. кип. 116,1°C, плотн. 1,180 при 20°C, давл. паров 13,1 мм рт.ст (20°), мало растворим в воде, хорошо растворим в этаноле и эфире.

В воздухе находится в виде паров.

Обладает раздражающим и аллергическим действием. Действует также на печень и почки, хорошо всасывается через кожу.

ПДК 1 мг/м<sup>3</sup>.

### Х а р а к т е р и с т и к а м е т о д а

Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии на приборах с детекторами: по электронному захвату и с пламенно-ионизационным.

**1. Измерение на приборе с электронно-захватным  
детектором**

Отбор проб проводят с концентрированием на твердый сорбент.

Нижний предел измерения содержания эпихлоргидрина в хроматографируемом объеме раствора 0,004 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе 0,5 мг/м<sup>3</sup>. (при отборе 12 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 0,5 до 12,5 мг/м<sup>3</sup>.

Измерению не мешают бензол, толуол, ксилол, алифатические спирты C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>.

Суммарная погрешность измерения не превышает  $\pm$  20%.

Время выполнения измерения 45 мин, включая отбор пробы.

**П р и б о р ы , а п п а р а т у р а , п о с у д а**

Хроматограф с электронно-захватным детектором.

Хроматографические колонки из стекла (1 м x 3 мм).

Аспирационное устройство.

Микрошприцы МШ-10, ГОСТ 8043-74.

Концентрационные трубки из стекла размерами 8 см x 5 мм, заполненные активным углем (300 мг).

Шкаф сушильный с температурой нагрева до 200°C.

Пробирки, ГОСТ 10515-75, вместимостью 5, 10 мл с пришлифованными пробками.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 и 50 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2 и 5 мл с делениями.

Набор сит "Физприбор", ТУ 26-09-262-6 9.

Лянейка измерительная, ГОСТ 427-75.

Секундомер, ГОСТ 5072-79.

## Р е а к т и в ы , р а с т в о р ы и м а т е р и а л ы

Эпихлоргидрин, МРТУ 6-09-4225-67, свежеперегнанный.

Этиловый спирт, ТУ 609-1999-77, хроматографически чистый.

Насадка хроматографической колонки: 15% Ализона / , нанесенного на хроматон А-АВ<sup>ПМС</sup> фирмы "Хемалол" ЧССР фракция 0,25-0,32 мм.

Уголь древесный, активный, ГОСТ 7657-74 или БАУ, фракция 0,2-0,3 мм. Уголь предварительно обрабатывают концентрированной соляной кислотой в течение 1-2 ч при кипячении, промывают несколько раз водой и 0,4%-ным раствором аммиака, затем снова водой до отрицательной реакции на ион хлора и высушивают при температуре 100-120°C в течение 2-3 ч. Очищенный уголь следует хранить в склянке с притертой пробкой.

Газообразный нулевой азот, ТУ 6-21-39-79, в баллоне с редуктором

Стандартный раствор № I готовят растворением точной навески эпихлоргидрина в этиловом спирте. Для этого в мерную колбу вместимостью 25 мл заливают 7-8 мл спирта, взвешивают, вносят 1-3 капли измеряемого вещества, повторно взвешивают. По разности между двумя взвешиваниями определяют навеску вещества. Доводят объем раствора до метки спиртом и рассчитывают концентрацию вещества (в мг/мл). Соответствующим разбавлением готовят стандартный раствор №2<sup>С</sup> концентрацией эпихлоргидрина 1 мг/мл.

Стандартные растворы устойчивы в течение месяца при хранении в холодильнике.

## О т б о р п р о б ы в о з д у х а

Воздух с объемным расходом 1 л/мин аспирируют через концентрационную трубку, заполненную 0,3 г активного угля БАУ. По окончании отбора концы трубки закрывают заглушками.

Для измерения 0,5 ПДК эпихлоргидрина следует отобрать 12 л

воздуха.

Срок хранения проб 10 суток.

### П о д г о т о в к а к и з м е р е н и ю

Стеклнную колонку заполняют хроматографической насадкой с помощью вакуума и механической вибрации, устанавливают в термостат хроматографа и кондиционируют в токе азота (скорость 30–40 мл/мин), постоянно повышая температуру от 80 до 160°C со скоростью 10 град/ч. При температуре 160°C колонку выдерживают в течение 6 ч, после чего проверяют нулевую линию при рабочей температуре.

Градуировочные растворы с концентрацией от 2 до 50 мкг/мл эпилоргидрина готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 2 спиртом.

По 2 мкл каждого градуировочного раствора вводят в хроматограф микрошприцем МШ–10 через самоуплотняющуюся мембрану.

На основании полученных хроматограмм строят градуировочный график зависимости высоты пика эпилоргидрина (мм) от его количества (мкг).

График строят не менее, чем по шести точкам, проводя пять параллельных измерений для каждой концентрации.

### Условия хроматографирования градуировочных растворов и анализируемых проб:

Температура термостата колонки	80°C
Температура испарителя	120°C
Температура детектора	150°C
Скорость потока газа-носителя (азота)	50 мл/мин
Скорость потока продувочного газа (азота)	150 мл/мин
Скорость движения диаграммной ленты	240 мм/час
Объем вводимой пробы	2 мкл.

Время удерживания этилового спирта 50 с, эпихлоргидрина  
2 мин 45 с.

### П р о в е д е н и е    и з м е р е н и я

Концентрационную трубку с пробой помещают в отверстие пробирки тем концом, в который поступал исследуемый воздух, и проводят экстракцию тремя мл спирта, добавляя его постепенно по 0,2-0,3 мл.

Анализ полученного раствора пробы проводят при тех же условиях, что и при градуировке.

Измеряют высоту пика на хроматограмме и количество эпихлоргидрина в анализируемом объеме раствора находят по градуировочному графику.

### Р а с ч е т    к о н ц е н т р а ц и и

Концентрацию эпихлоргидрина в воздухе  $C$  (в мг/м<sup>3</sup>) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{\alpha \cdot \beta}{\sigma \cdot \nu}$$

, где

$\alpha$  - количество эпихлоргидрина, найденное по градуировочному графику, мкг;

$\beta$  - общий объем раствора пробы, мл;

$\sigma$  - объем раствора, взятый для анализа, мл;

$\nu$  - объем воздуха (в л), отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. приложение I).

### II. Измерение на приборе с пламенно-ионизационным детектором

Отбор проб без концентрирования.

Нижний предел измерения  $2 \cdot 10^{-3}$  мкг в хроматографируемом



### **объеме.**

Нижний предел измерения эпихлоргидрина в воздухе 0,4 мг/м<sup>3</sup>.

Диапазон измеряемых концентраций от 0,4 до 10 мг/м<sup>3</sup>.

Измерению не мешают алифатические спирты C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, бензол, толуол и п-ксилол.

Суммарная погрешность измерения не превышает ±15%.

Время выполнения измерения 10 мин, включая отбор пробы.

### **П р и б о р ы , а п п а р а т у р а , п о с у д а**

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Хроматографические колонки из стекла (3 м x 3 мм)

Шприцы медицинские стеклянные, ТУ 64-1-296-72, вместимостью 60-100 мл.

Шприцы медицинские типа "Рекорд", ТУ 64-1-868-80, вместимостью 8 мл.

Каф сушильный с температурой нагрева до 200°C.

Секундомер, ГОСТ 5072-79.

Линейка измерительная, ГОСТ 427-75.

Дозирующее устройство (описание см. МУ, вып. XIV, с. 26 или Гиг. в сан., 1976, №9, с. 65-68).

Катетометр или микроскоп МВС-2 с окулярным микрометром.

Газовые пипетки вместимостью 250-500 мл.

### **Р е а к т и в ы , р а с т в о р ы и м а т е р и а л ы**

Неподвижная жидкая фаза-трикрезилфосфат, ТУ 6-09-13-482-76, ч.

Твердый носитель-инертон AW-DMS, фирмы "Хемалол" ЧССР, фракция 0,2-0,25 мм.

Дихлоргидрин, МРТУ 6-09-1226-67, сажиперегранный.

Хлороформ, ТУ 6-09-06-800-76, х.ч.

Газообразные азот, ГОСТ 9293-1.Э, водород, ГОСТ 3022-80  
и воздух, ГОСТ 11882-73, в баллонах с редукторами.

### Отбор пробы воздуха

Пробу воздуха отбирают в шприц емкостью 100-150 мл при равномерном движении поршня, предварительно промыть его 10-ти кратным объемом исследуемого воздуха. После отбора на шприц надевают иглу, отверстие которой закрывают резиновой пробкой (при введении пробы через кран-дозатор) или стеклянной заглушкой с помощью резиновой трубки (при введении пробы через испаритель).

Отбор проб можно проводить и в газонные пипетки общепринятым способом.

Срок хранения пробы не более 8 ч. Перед анализом проба воздуха в шприце должна выдерживаться при 30-40°C в течение 15-20 мин.

### Подготовка к измерению

Насадку для хроматографической колонки готовят следующим образом: 25 г инертна AW-DMS<sup>2</sup> пропитывают раствором (2,5 г триэтилфосфата в 50 мл хлороформа) и высушивают при комнатной температуре, постоянно помешивая до исчезновения запаха хлороформа. Затем насадку высушивают в сушильном шкафу в течение 6 ч при температуре 80-100°C и наполняют ее стеклянную колонку с помощью вакуума и механической вибрации.

Колонку устанавливают в термостат хроматографа и кондиционируют в токе газа-носителя (скорость 30-40 мл/мин), постепенно поднимая температуру от 80 до 160°C со скоростью 10 град/ч и выдерживают при 160°C в течение 10-12 ч, после чего подсоединяют

в детектору и проверит нулевую линию при рабочей температуре.

Градуировочные смеси этилхлоридина с воздухом готовят методом диффузионного разбавления на дозирующей установке.

Градуировочные смеси этилхлоридина с воздухом<sup>6</sup> концентрацией 0,4-10 мг/м<sup>3</sup> вводят в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану шприцем вместимостью 5 мл через испаритель или с помощью "доз" через кран-дозатор. На основании полученных хроматограмм строят график зависимости высот пиков этилхлоридина (в мм) от его количества (в мкг). Градуировочный график строят не менее, чем по шести точкам, делая 5 параллельных измерений для каждой концентрации.

Условия хроматографирования градуировочных смесей в микрокубовых пробах:

Температура вверстыга колонки	110°C
Температура испарителя	190°C
Скорость потока газа-носителя (азота)	36 мл/мин
-"- водорода	33 мл/мин
-"- воздуха	330 мл/мин
Скорость движения диаграммной ленты	240 мм/ч
Объем вводимой пробы	5 мл
Время удерживания этилхлоридина	4 мин 23 с.

### Пр о в е д е н и е и з м е р е н и я

Пробу воздуха объемом 5 мл вводят в хроматографическую колонку через испаритель с помощью медленного шприца с силиконовой прокладкой (типа "Рекорд") через самоуплотняющуюся мембрану или с помощью "доз" через кран-дозатор как и в случае градуировки зависимость хроматограмму, и по градуировочному графику находят количество этилхлоридина в хроматографируемой пробе.

### Расчет концентрации

Концентрация этилхлоргидрина в воздухе  $C$  (в  $\text{мг}/\text{м}^3$ ) вычисляется по формуле:

$$C = \frac{a \cdot 1000}{V}$$

, где

$a$  - количество этилхлоргидрина, найденное по градуировочному графику,  $\text{мг}$ ;

$V$  - объем пробы воздуха,  $\text{л}$  для анализа,  $\text{л}$ .

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12,1.016-79 (температура 20°C, давление 760 мм рт.ст.) проводят по следующей формуле:

$$V = \frac{V_t (273 + 20) \cdot P}{(273 + t^{\circ}) \cdot 101,33} \quad , \text{ где}$$

$V_t$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

$P$  - барометрическое давление, кПа

(101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

$t^{\circ}$  - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета  $V$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к температуре 20°C и к давлению 760 мм рт.ст. надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Коэффициент  $k$  для приведения объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79

404

°C	Давление P, кПа (мм рт.ст.)									
	97,33 (730)	97,86 (734)	98,4 (738)	98,93 (742)	99,46 (746)	100 (750)	100,53 (754)	101,06 (758)	101,33 (760)	101,86 (764)
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1159	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1400	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9763	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9891	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ МЕТОДИЧЕСКИЕ  
УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

п/п	Методические указания	Организация, представившая методические указания
1.	Фотометрическое измерение аллилхлорформата в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Горький
2.	Ионометрическое измерение аммиака в воздухе рабочей зоны	НИИУФ НПО "Минудобрения" и ВЦНИИОТ ВЦСПС, г. Москва
3.	Газохроматографическое измерение алифатических спиртов C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г. Москва
4.	Газохроматографическое измерение ацетальдегида и винилацетата в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г. Москва
5.	Газохроматографическое измерение бензилового спирта, бензиацетата и бензальдегида в воздухе рабочей зоны	Областная СЭС, г. Иваново
6.	Фотометрическое измерение бензоата моноэтаноламина (ингибитора БМЭА) в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Киев
7.	Газохроматографическое измерение бензола, толуола и п-ксилола в воздухе	ВЦНИИОТ ВЦСПС, г. Москва
8.	Газохроматографическое измерение бензина и этилацетата в воздухе рабочей зоны с применением пассивных дозиметров	НИИГТИПЗ, г. Москва
9.	Измерение 3,4-бензпирена методом жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г. Москва

Продолжение

№ п/п	Методические указания	Организация, представившая методические указания
10.	Фотометрическое измерение ванадия и его соединений в воздухе рабочей зоны	ВНИИОТ ВЦСПС, г.Москва и ВНИИТБчермет, г.Челябинск
11.	Газохроматографическое измерение винилфосфата в воздухе рабочей зоны	ВНИИХСЭР, г.Москва
12.	Фотометрическое измерение гексабромбензола в воздухе рабочей зоны	ВНИИГИНТОКС, г.Киев
13.	Хроматографическое измерение гексаметилендиамина в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г.Тбилиси
14.	Хроматографическое измерение гексаметилендиаммонийсебацината в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г.Тбилиси
15.	Фотометрическое измерение диборана в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
16.	Газохроматографическое измерение диизопропилфосфита в воздухе рабочей зоны	ВНИИХСЭР, г.Москва
17.	Измерение диизопропилтиофосфата аммония методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны	Медицинский институт, г.Львов
18.	Фотометрическое измерение дихлоркарбонновых кислот в воздухе рабочей зоны	Областная СЭС, г.Караганда
19.	Газохроматографическое измерение 0,0-диметил-2,2-дихлорвинилфосфата (дихлорфос, ДДВФ) в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г.Москва
20.	Фотометрическое измерение диамта-5 в воздухе рабочей зоны	Областная СЭС, г.Караганда



	Продолжение
п/п	Организация, представившая методические указания
21.	ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа
22.	Университет Друбы народов им.П.Лумумбы, г.Москва
23.	Филиал НИХФИ, Московская обл., Купавина
24.	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Горький
25.	НИИГТИЗ, г.Москва
26.	Филиал ГосНИИХлорпроект, г.Киев
27.	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Киев
28.	Медицинский институт, г.Рига
29.	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Киев
30.	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Киев

Продолжение

№	п/п <u>Методические указания</u>	Организация, представившая <u>методические указания</u>
31.	Полярографическое измерение оксида индия в воздухе рабочей зоны	Первый Московский медицинский институт им.Сеченова
32.	Измерение сульфата калия, калийной магнезии, и хлорида калия методом пламенной фотометрии в воздухе	Первый Московский медицинский институт им.Сеченова
33.	Фотометрическое измерение карбонидов П4 и П3 в воздухе рабочей зоны	Белорусский ГИСанитарно-гигиенический институт, г.Минск
34.	Фотометрическое измерение лизина в воздухе рабочей зоны	ВНИИбиотехника, г.Москва
35.	Атомно-абсорбционное измерение лиминофора ФЛД-605 в воздухе рабочей зоны	ВНИИлюминофоров, г.Ставрополь
36.	Фотометрическое измерение метилморфолиноксида в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г.Москва
37.	Фотометрическое измерение мафенида ацетата в воздухе рабочей зоны	Купавинский филиал. НИИОИ, Московская обл.
38.	Фотометрическое измерение N-нитробензолхлорида в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Харьков
39.	Фотометрическое измерение I,2-пропиленгликоля в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г.Москва
40.	Газохроматографическое измерение изо-пропилового, н-бутилового и дицетилового спиртов в воздухе рабочей зоны	ВНИИОТ ВАСПС, г.Москва
41.	Газохроматографическое измерение изо-пропилового спирта и диизо-пропилового эфира в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Сумгаит

№ п/п	Методические указания	Продолжение
		Организация, представившая методические указания
42.	Газохроматографическое измерение ПМХШ (перхлор-4-метилениклопен-тен) в воздухе рабочей зоны	ВНИТИ гербицидов и регулято-ров роста растений, г.Уфа
43.	Измерение рицида П методом тонко-слойной хроматографии в воздухе рабочей зоны	Медицинский институт, г.Львов
44.	Газохроматографическое измерение рицида П в воздухе рабочей зоны	ВНИИХСР, г.Москва
45.	Атомно-абсорбционное измерение неорганических соединений ртути в воздухе рабочей зоны	ЦОЛИУВ, г.Москва
46.	Атомно-абсорбционное измерение серебра и его соединений в воздухе рабочей зоны	ЦОЛИУВ, г.Москва
47.	Газохроматографическое измерение себациновой кислоты в воздухе рабочей зоны	НИИТыпЭ, г.Тбилиси
48.	Фотометрическое измерение сульфалена в воздухе рабочей зоны	Филиал ВНИИФИ, Московская обл., Купавна
49.	Полярнографическое измерение селенида цинка в воздухе рабочей зоны	Государственный Университет г. Москва.
50.	Атомно-абсорбционное измерение термолыминофора Т-440 в воздухе рабочей зоны	ВНИИлыминофоров, г.Ставрополь
51.	Газохроматографические измерения Δ-тетрагидрофталевое ангидрида, N-оксиметилтетрагидрофталмида в воздухе рабочей зоны	Университет Дружбы народов им.П.Лушумбы, г.Москва
52.	Титриметрическое измерение тиосульфата аммония в воздухе рабочей зоны	НИИ общей гигиены и профзаболеваний, г.Ереван

Продолжение

п/п Методические указания	Организация, представляющая методические указания
53. Измерение трициклогексидолово-гидроксида методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны	Филиал ВНИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимеров и пластических масс, г. Брест
54. Измерение трициклогексидолово-хлорида и диниклогексидоловооксида методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны	" " "
55. Фотометрическое измерение тиурема ЭСР в воздухе рабочей зоны	НИИ резины, г. Москва
56. Фотометрическое измерение формальдегида в воздухе рабочей зоны	ВЦНИИОТ ВЦСПС, г. Москва
57. Фотометрическое измерение формальдегида и метанола в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Донецк и НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Московская область
58. Газохроматографическое измерение продуктов термодеструкции фенол-оформальдегидных смол (метанола, бензола, толуола, м-ксилола, фенола, о-ип-крезолов, 2,4- и 2,6-ксиленолов) в воздухе рабочей зоны	ВНИИОТ, г. Свердловск
59. Газохроматографическое измерение хлористого цетила и этила в воздухе рабочей зоны	Химзавод, г. Данков
60. Спектрографическое измерение хлорплатината аммония и хлорпалладозаминна в воздухе рабочей зоны	ПОЛИУВ, Москва
61. Газохроматографическое измерение никлогексанона и циклогексанола в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Московская область

Продолжение

п/п	Методические указания	Организация, представившая методические указания
62.	Газохроматографическое измерение циклогексанола и метилизобутилкетона в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, Московская обл.
63.	Фотометрическое измерение эритромицина в воздухе рабочей зоны	ВНИИ антибиотиков, г.Москва
64.	Фотометрическое измерение этилендиамина и полиэтиленполиаминов в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Донецк
65.	Газохроматографическое измерение эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны	ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва
66.	Газохроматографическое измерение этилцеллозольва в воздухе рабочей зоны	НИИГТИПЗ, г.Москва
67.	Газохроматографическое измерение ЭФ-2 (3,3-дихлорбицикло /2,2,1/-гепт-5ен-2спиро/2(4-5-дихлор-4 циклопентен 1-3-дион/ в воздухе рабочей зоны	ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа
68.	Фотометрическое измерение β-аланина в воздухе рабочей зоны	НИИ ГТИПЗ, г.Москва