MKC 65.120, 67.050, 67.060

Поправка к ГОСТ 34140—2017 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.1, первое перечисление	максимальной нагрузкой не бо- лее 150 г и пределами допускаемой погрешности не более ± 0,001 г;	пределами допускаемой погрешности не более ± 0,03 г;
второе перечисление	- весы высокого (II) класса точ- ности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,02 мг;	- весы специального (I) класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,5 мг;

(ИУС № 1 2020 г.)