

**к ГОСТ 14839.3—69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания аммиачной селитры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1	Весы лабораторные с погрешностью не более 0,0002 г	Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г
Пункт 2.2.7 (2 раза)	с погрешностью не более 0,0002 г	записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака
Пункт 3.2.3	с погрешностью не более 0,0002 г	записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака

(ИУС № 9 1988 г.)